

# Aerozol do przemywania oczu

**Nr katalogowy: 10011**



Oczomyjka 2008 wyposażona jest w dwa pojemniki po 250 ml ( aerozole ) napełnione płynem do przemywania oczu.

Jest to, izotoniczny 0,9% wodny roztwór chlorku sodu - sól fizjologiczna – która redukuje skutki działania substancji chemicznych.

Zawartość butelki wystarcza na 15 minut przemywania oczu. Płyn nie tylko fizycznie spłukuje szkodliwe substancje ale dzięki swoim właściwościom pomaga przywrócić i utrzymać naturalne pH oka.

Okres przydatności do użycia płynu płuczącego: 36 miesięcy od daty produkcji Zalecamy zakup zapasowych butelek, które mogą być wykorzystane do przemywania oczu np. podczas transportu poszkodowanego do punktu pomocy medycznej.

**Atesty:**

Płyn spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych

**Certyfikat CE 0413**