

Oczomyjka 2008

Nr katalogowy:
Oczomyjka 2008



Oczomyjka 2008 nie wymaga podłączenia do instalacji wodociągowej, co pozwala na zamontowanie jej w dowolnym miejscu.

W oczomyjce znajdują się dwie butelki (aerozol) zawierające sterylny, zbuforowany chlorek sodu.

Oczomyjka uruchamiana jest jednym ruchem ręki. Opuszczenie pokrywy powoduje automatyczne otwarcie butelek. Płyn w aerozolu skrapla się na twarzy, powiekach i oczach jednocześnie je przemywając.

Po uruchomieniu oczomyjki użytkownik ma swobodne ręce i podczas przemywania oczu może przytrzymać szeroko rozwarte powieki.

Zawartość butelek wystarcza na 15 minut przemywania.

Oczomyjka 2008 została nagrodzona medalem na targach EUROLAB 2008.



Atesty:

CE 0413

Deklaracja zgodności z 93/42/EEC

Opinia Instytutu Medycyny Pracy

