

Płyn do przemywania oczu



Nr katalogowy:
10011

Oczomyjka 2008 wyposażona jest w dwa pojemniki po 250 ml (aerozole) napełnione płynem do przemywania oczu. Jest to sterylny, izotoniczny, buforowany roztwór soli który redukuje skutki działania substancji szkodliwych. Płyn nie tylko fizycznie spłukuje szkodliwe substancje ale dzięki swoim właściwościom pomaga przywrócić i utrzymać naturalne pH oka.

Okres przydatności do użycia płynu płuczącego:
36 miesięcy od daty produkcji

Zalecamy zakup zapasowych butelek, które mogą być wykorzystane do przemywania oczu np. podczas transportu uszkodzonego do punktu pomocy medycznej.

Atesty:

płyn spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych
Certyfikat CE 0413